

中外合资·思福特®

Hello! My name is

中外合资·思福特®

SAFETY



思福特医疗 SAFETY MEDICAL

中国制造基地 Factory Loated in China

Add: NanHai Guangdong, China, 528223

Email: info@safetydental.net

export@safetydental.net

Web: www.dentdental.com

Tel: 0086-757-81848919

Fax: 0086-75785433706

目录索引 INDEXES

1 感控系列 Disinfection series

- M2+ (Mare.1) 感控升级款下挂
- M2+ (Mare.1) 感控升级款上挂
- M2 (Mare) 感控基础款下挂
- M2 (Mare) 感控基础款上挂



2 种植系列 Implant series

- M9+ (Mare.4) 种植顶配版
- M8 (Mare.2) 种植豪华版
- M9 (Mare.3) 种植升级款
- M1++ (Mare.5) 种植基础款



3 儿童系列 Children series

- M10 (Mare) 儿童连体下挂
- M10 (Mare) 儿童连体上挂
- M10+ (Mare.3) 儿童分体推车
- A10 (Mare) 儿童基础款



4 实用系列 Economic series

- A1 (Mare.5) 基础连体款
- M1 (Mare.5) 基础连体款下挂
- M1+ (Mare.5) 基础落地款



DISINFECTION

DENTAL CHAIR SERIES

感控牙椅系列 +

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

每一个安全的诊室，

都需要一台思福特消毒牙椅！

Every Clinic should Have a safety dental chair

感控牙椅系列 DISINFECTION

CHAIR SERIES

| 标准配置 Standard | M2 (Mare) 感控牙椅基础款 | M2+ (Mare.1) 感控牙椅基础款 |
|---|----------------------|-------------------------|
| 24V 直流电动椅 24V electric motor | ✓ | ✓ |
| 下挂器械盘 Down tray table | ✓ | ✓ |
| 三用枪 2支 (一支可冷热水切换) 3 way syringe *2pcs | ✓ | ✓ |
| 主控制系统 New control system | ✓ | ✓ |
| 九记忆椅位、急救位 9 memory position programs &Emergency Position | ✓ | ✓ |
| 机椅联动漱口位 gragling position | ✓ | ✓ |
| 副手控制系统 Assistant control system | ✓ | ✓ |
| 恒温防干烧给水系统 Water heater System | ✓ | ✓ |
| 强、弱吸唾器 Water Suction and Saliva Ejector | ✓ | ✓ |
| 感应式色温调节 LED 九孔口腔灯 LED operation lamp | ✓ | ✓ |
| 带气锁装置器械盘 Airlock | ✓ | ✓ |
| 器械盘硅胶垫 Tray cover | ✓ | ✓ |
| 机椅互锁 Interlock | ✓ | ✓ |
| 防压开关 Anti-press switch | ✓ | ✓ |
| 金属圆形脚踏 Round foot pedal | ✓ | ✓ |
| 豪华多向调节医师椅 New dentist stool | ✓ | ✓ |
| 可旋转侧箱 Turnable side box | ✓ | ✓ |
| 可旋转助手架 Turnable assistant control holder | ✓ | ✓ |
| 可旋转一体式陶瓷痰盂 Turnable cuspidor | ✓ | ✓ |
| 进口缝制超纤皮 Imported leather | ✓ | ✓ |
| 金属靠背外板、铸铝弯板 Metal backrest | ✓ | ✓ |
| 三级水过滤系统 Triple filter system | ✓ | ✓ |
| 防回吸系统 Anti-Retracton valve | ✓ | ✓ |
| 水路消毒系统 Disinfection system | ✓ | ✓ |
| 落地式工作台支柱 Floor type | 无 No | ✓ |

可选配置

Option

中央抽吸系统 (负压系统)
Central suction system
两高一低手机套装
High & low speed handpiece
光固化机
LED curing light
洁牙机
Scaler
内窥镜
Oral camera system



护士椅
Nurse stool



一体式内窥镜支架
Monitor arm



纸杯架组合套装
Cup and paper holder



上挂器械盘
Top mounted

M2+ (Mare.1)

感控升级款下挂

口腔诊室三位一体消毒方案

空气消毒, 水路消毒, 口腔消毒

Trinity disinfection system

Air Disinfection, Disinfect water tubes, Oral Disinfect





新时代重新定义的牙椅 New Era Dental Chair

每一个安全的诊室，
都需要一台思福特消毒牙椅！

Every Clinic should Have a safety dental chair

M2 (Mare)


感控基础款下挂

口腔诊室二合一消毒方案

医生放心，患者安心，水路消毒，口腔消毒

TWO IN ONE

Disinfect water tubes Oral Disinfect



新时代重新定义的牙椅 New Era Dental Chair

每一个安全的诊室，
都需要一台思福特消毒牙椅！

Every Clinic should Have a safety dental chair

M2+ (Mare.1)

感控升级款上挂

进口技术·为安全而生

Imported Technology* Just for Your Health



时尚医生发光工作台

· 配铝合金四手操作托盘，
9个记忆位 & 急救位



高端感应口腔灯

· 超长寿命，9孔灯珠，白光黄光可选



金属按压式折叠式头枕

· 按压设计，金属材质



易拆卸金属靠背 / 铸铝弯板

· 更美观，更可靠，医生腿部空间更大



高端医师座椅

· 进口轮子，纵享丝滑，
耐久耐用铸铝五星脚



分体式结构

· 稳如泰山，安全可靠



钢琴黑 Black & Silver

进口配件·超长质保



四孔手机管

· 刮油、耐腐蚀、抗拉伸



进口水、气管

· 采用美国 & 德国进口进水管
超长五年质保



进口膜片铜阀

· 超长使用寿命



进口电磁阀

· 无延时、寿命长



一级铜过滤器

三级水过滤系统



二级进口过滤器



三级热水杯过滤器



线路护网设计



弹性钢筛



金属快接

三级水过滤系统

安全就要面面俱到

患者多重安全保障

IMPLANTED

CHAIR SERIES

种植牙椅系列 +

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

每一个高端的诊室，
都需要一台思福特种植牙椅！

Every high-class clinic,
All need a Sforford dental implant chair!

种植牙椅系列 IMPLANTED

CHAIR SERIES

| 标准配置 Standard | M1++ (Mare.5) 种植基础款 | M9 (Mare.3) 种植升级款 | M8+ (Mare.2) 种植豪华推车款 | M9+ (Mare.4) 种植顶配款 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 24V 直流电动椅 24V electric motor | √ | √ | √ | √ |
| 可升降式移动推车 Electric moving cart | 不可升降 Normal | √ | √ | √ |
| 三用枪 2支 (一支可冷热水切换) 3 way syringe*2pcs | √ | √ | √ | √ |
| 液晶触摸屏主控制系统 Touch screen control panel | 按键式 Keyboard | 按键式 Keyboard | 触摸式 Keyboard | √ |
| 九记忆椅位 9 memory programs | 三记忆位 Three programs | √ | 三记忆位 Three programs | √ |
| 机椅联动漱口位 gragling position | √ | √ | √ | √ |
| 副手控制系统 Assistant control system | √ | √ | √ | √ |
| 恒温防干烧给水系统 Water heater System | √ | √ | √ | √ |
| 强、弱吸唾器 Water Suction and Saliva Ejector | √ | √ | 负压吸唾 Central Suction System | 负压吸唾 Central Suction System |
| 20 灯孔 LED 手术灯 20 burs LED surgical lamp | 感应式 LED 反射灯 LED Reflector lamp | 感应式 LED 九孔灯 9 BURS OPERATION LAMP | √ | √ |
| 器械盘硅胶垫 Tray cover | √ | √ | √ | √ |
| 机椅互锁 Interlock | √ | √ | √ | √ |
| 防压开关 Anti-press | √ | √ | √ | √ |
| 多功能调速脚踏 Multifunction foot pedal | √ | √ | √ | √ |
| 豪华多向调节医师椅 Adjustable dentist stool | √ | √ | √ | √ |
| 护士椅 Nurse stool | 无 No | 无 No | √ | √ |
| 可旋转侧箱 Turnable side box | √ | √ | 可旋转落地侧箱 Turnable floor box | √ |
| 可旋转助手架 Turnable assistant holder | √ | √ | √ | √ |
| 可旋转一体式陶瓷痰盂 Turnable cuspidor | √ | √ | √ | √ |
| 进口缝制超纤皮 Imported Leather | √ | √ | √ | √ |
| 金属靠背外板、铸铝弯板 Metal backer | 普通版 Normal Wooden Backrest | √ | √ | √ |
| 三级水过滤系统 Triple filter | √ | √ | √ | √ |
| 防回吸系统 Water bottle | √ | √ | √ | √ |
| 纯净水给水装置 Anti-retraction valve | √ | √ | √ | √ |
| 可安装电脑独立工作台 Computer table | 无 No | 无 No | √ | √ |

可选配置

Option

中央抽吸系统 (负压系统)
Central suction system
两高一低手机套装
High & low speed handpiece
光固化机
LED curing light
洁牙机
Scaler
内窥镜
Oral camera system



护士椅
Nurse stool



一体式内窥镜支架
Monitor arm



纸杯架组合套装
Cup and paper holder



26 灯孔 LED 手术灯
26 Burs LED surgical lamp

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

每一个高端的诊室，都需要一台思福特种植牙椅！
Every high-class clinic, All need a Sforford dental implant chair!



钢琴黑 Black & Silver

M9+ (Mare.4)

种植顶配版

奢华、张扬、给您一个数字化、可兼容多种设备的VIP种植诊室

Exaggerated, luxurious, VIP implant clinic compatible with multiple devices



香槟金 Golden & Silver



M8 豪华连体版 (Mare.2)

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

每一个高端的诊室，都需要一台思福特种植牙椅！
Every high-class clinic, All need a Sforford dental implant chair!



20 孔 LED 牙科手术灯

· 白光黄光可选

LED Surgical Lamp(20burs)



数字化操作台

· 可连接 CT

Multifunctional console



可旋转大落地机箱

Turnable New Floor Side Box



M8 (Mare.2)

种植豪华推车版

奢华、不高调，给您一个数字化的VIP种植诊室

High-grade, low-key luxury, a professional VIP dental implant clinic



新时代重新定义的牙椅 New Era Dental Chair

每一个高端的诊室，
都需要一台思福特种植牙椅！

Every high-class clinic,
All need a Sforford dental implant chair!



M9 (Mare.3)

种植升级款

欧式设计，给您一个时尚的VIP种植诊室

Unique design, Give you a unique fashion VIP clinic



新时代重新定义的牙椅 New Era Dental Chair

每一个高端的诊室，
都需要一台思福特种植牙椅！

Every high-class clinic,
All need a Sforford dental implant chair!

M1++ (Mare.5)

种植基础款

人性化设计，满足您种植诊室的需要
Humanized design, simple and low-key

CHILDREN

CHAIR SERIES

儿童牙椅系列 +

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

我们不一样，既能吸引小孩，又能很好的满足医生的临床需要！

每一个有爱的诊室，都需要一台思福特儿童牙椅！

Simple,Funny,Fashion

Convenience for dentist treatment

儿童牙椅系列 CHILDREN

CHAIR SERIES

| 标准配置 Standard | A10 (Mare) 儿童牙椅基础款 | M10 (Mare) 儿童牙椅连体款 | M10+ (Mare.3) 儿童牙椅分体款 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 24V 直流电动椅 24V Electric motor | √ | √ | √ |
| 下挂器械盘 Down tray table | √ | √ | √ |
| 可升降式移动推车 Moving Cart | × | × | √ |
| 三用枪 2 支 (一支可冷热水切换) 3 ways syringe * 2 pcs | √ | √ | √ |
| 主控制系统 Main control system | √ | √ | √ |
| 三记忆椅位 Three memory programs | 无 No | √ | √ |
| 机椅联动漱口位 gragling position | 无 No | √ | √ |
| 副手控制系统 Assistant control system | √ | √ | √ |
| 恒温防干烧给水系统 Water heater System | √ | √ | √ |
| 强、弱吸唾器 Water Suction and Saliva Ejector | √ | √ | √ |
| 感应式 LED 口腔灯 LED operation lamp | 反射灯 Reflector lamp | √ | √ |
| 带气锁装置器械盘 Airlock | √ | √ | √ |
| 器械盘硅胶垫 Tray cover | √ | √ | √ |
| 机椅互锁 Interlock | √ | √ | √ |
| 防压开关 Anti-press | √ | √ | √ |
| 龟形调速脚踏 Turtle foot pedal | 金属圆形脚踏 Round type foot pedal | √ | √ |
| 豪华多向调节医师椅 Adjustable dentist stool | 017-2 款 017-2 type | 019 款 019 type | 019 款 019 type |
| 可旋转侧箱 Turnable side box | √ | √ | √ |
| 可旋转助手架 Turnable assistant holder | √ | √ | √ |
| 可旋转一体式陶瓷痰盂 Imported leather | √ | √ | √ |
| 进口缝制超纤皮 Triple filter | 国产 PU 皮 Chinese PU Leather | √ | √ |
| 三级水过滤系统 Anti-retraction valve | √ | √ | √ |
| 防回吸系统 Water bottle | √ | √ | √ |
| 纯净水给水装置 Pure water supply system | √ | √ | √ |
| 平板电脑 Tablet | √ | √ | √ |

可选配置

Option

中央抽吸系统 (负压系统)
Central suction system
两高一低手机套装
High & low speed handpiece
光固化机
LED curing light
洁牙机
Scaler
内窥镜
Oral camera system




护士椅
Nurse stool



一体式内窥镜支架
Monitor arm



纸杯架组合套装
Cup and paper holder



上挂器械盘
Top mounted

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

我们不一样，既能吸引小孩，又能很好的满足医生的临床需要！

每一个有爱的诊室，都需要一台思福特儿童牙椅！

Simple,Funny,Fashion

Convenience for dentist treatment

SAFETY | 中外合资·思福特



M10 (Mare)

儿童连体下挂

淘气黄，缤纷色彩，为你所爱，宝宝笑了，妈妈安心了！

Colorful with funny cartoon Worry free Peacefully



新时代重新定义的牙椅 New Era Dental Chair

我们不一样，既能吸引小孩，又能很好的满足医生的临床需要！

每一个有爱的诊室，都需要一台思福特儿童牙椅！

Simple, Funny, Fashion

Convenience for dentist treatment



上下适用，随心所用

Change what you want

M10 (Mare)

儿童连体上挂

清新蓝，缤纷色彩，为你所爱，宝宝笑了，妈妈安心了！

Colorful with funny cartoon Worry free Peacefully

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

我们不一样，既能吸引小孩，又能很好的满足医生的临床需要！

每一个有爱的诊室，都需要一台思福特儿童牙椅！

Simple,Funny,Fashion

Convenience for dentist treatment



M10+ (Mare.3)

儿童分体推车

公主粉，缤纷色彩，为你所爱，宝宝笑了，妈妈安心了！

Colorful with funny cartoon Worry free Peacefully



A10 (Mare)

儿童基础款

橘子橙，缤纷色彩，为你所爱，宝宝笑了，妈妈安心了！

Colorful with funny cartoon Worry free Peacefully

ECONOMIC

CHAIR SERIES

实用牙椅系列 +

新时代重新定义的牙椅

New Era Dental Chair

时尚与实用性价比的完美结合!
Practical and cost-effective integration

实用牙椅系列 ECONOMIC

CHAIR SERIES

| 标准配置 Standard | A1 (Mare.5) | M1 (Mare.5) | M1+ (Mare.5) |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 24V 直流电动椅 24V electric motor | √ | √ | √ |
| 下挂器械盘 Down tray table | √ | √ | √ |
| 三用枪 2 支 (一支可冷热水切换) 3 way syringe * 2 pcs | √ | √ | √ |
| 主控制系统 Main control | √ | √ | √ |
| 三记忆椅位 Three memory programs | 无 No | √ | √ |
| 机椅联动漱口位 gargling position | 无 No | √ | √ |
| 副手控制系统 Assistant control system | √ | √ | √ |
| 恒温防干烧给水系统 Water heater System | √ | √ | √ |
| 强、弱吸唾器 Water Suction and Saliva Ejector | √ | √ | √ |
| 标准 LED 反射口腔灯 / 防尘款 Reflector lamp | √ | √ | √ |
| 带气锁装置器械盘 Airlock | √ | √ | √ |
| 器械盘保护罩 Tray cover | √ | √ | √ |
| 机椅互锁 Interlock | √ | √ | √ |
| 防压开关 Anti-press switch | √ | √ | √ |
| 金属圆形脚踏 Round foot pedal | √ | √ | √ |
| 豪华多向调节医师椅 Adjustable dentist stool | 017-2 款 017-2 type | 019 款 019 type | 019 款 019 type |
| 可旋转侧箱 Turnable side box | √ | √ | √ |
| 可旋转助手架 Turnable assistant holder | √ | √ | √ |
| 可旋转一体式陶瓷痰盂 Turnable cuspidor | √ | √ | √ |
| 进口缝制超纤皮 Imported leather | 国产 PU 皮 Chinese PU leather | √ | √ |
| 三级水过滤系统 Triple filter | √ | √ | √ |
| 防回吸系统 Anti-retraction | √ | √ | √ |
| 纯净水给水装置 Water bottle | √ | √ | √ |
| 落地式工作台支柱 Floor box | × | × | √ |

可选配置

Option

中央抽吸系统 (负压系统)
Central suction system
两高一低手机套装
High & low speed handpiece
光固化机
LED curing light
洁牙机
Scaler
内窥镜
Oral camera system



护士椅
Nurse stool



一体式内窥镜支架
Monitor arm



纸杯架组合套装
Cup and paper holder



上挂器械盘
Top mounted



新时代重新定义的牙椅 New Era Dental Chair

时尚与实用性价比的完美结合!
Practical and cost-effective integration



为高可靠性而生
Design of reliability

A1 (Mare.5)



基础连体款上挂

为高可靠性而生
Design of reliability

新时代重新定义的牙椅
New Era Dental Chair

时尚与实用性价比的完美结合!
Practical and cost-effective integration

M1 (Mare.5)

基础连体款下挂



新时代重新定义的牙椅 New Era Dental Chair

时尚与实用性价比的完美结合!
Practical and cost-effective integration

较大口径陶瓷痰盂

- 容水部分直径 230mm, 深度 84mm, 不易溅出, 可 90° 旋转痰盂, 方便患者吐水

New Cuspidor

较大工作台

- 适合医生任何手术操作

Large table

可旋转侧箱

- 不小于 60° 的旋转角度, 方便维护和四手操作

Turnable sidebox

为高可靠性而生
Design of reliability



弧形靠背设计让医生更靠近患者
Curved design More comfortable, More caring



M1+ (Mare.5)

Imported


5 Year Warranty



Blue 宝石蓝

进口手工缝制皮革

M 系列标配, 5 年超长质保
柔软舒适, 耐磨耐刮
Used in M series and above, 3 years warranty
Soft, Comfortable, and Wear-resistant.



Chinese PU Leather

1 Year Warranty

无缝 PU 皮 A 系列产品标配

